

Fantasmينو®

Typ inhalatora: jednodawkowy, kapsułkowy inhalator suchego proszku (DPI – dry powder inhaler).

Sposób użycia

Lek przyjmuj w postaci siedzącej będąc wyprostowanym bądź w postaci stojącej. Możesz lekko odchylić głowę do tyłu.

1. Zdejmij nasadkę.
2. Otwórz komorę inhalatora: mocno przytrzymaj podstawę inhalatora i przekręć ustnik.
3. Umieść kapsułkę w przegródce. **Nie umieszczaj kapsułki w ustniku.**
4. Zamknij komorę inhalatora: przekręć ustnik do pozycji zamkniętej.
5. Uwolnij proszek z kapsułki: chwyć inhalator ustnikiem skierowanym do góry, przyciski powinny znajdować się po lewej i prawej stronie. Naciśnij przyciski **równocześnie 1x**. Zwolnij przyciski.
6. Wykonaj głęboki wydech.
7. Umieść ustnik w ustach. Odchyl lekko głowę do tyłu. Zaciśnij wargi wokół ustnika i wykonaj szybki i głęboki wdech. **Powinieneś usłyszeć charakterystyczny dźwięk. Jeżeli dźwięk ten nie pojawi się, może to oznaczać, że kapsułka utknęła w przegródce; otwórz wówczas inhalator i usuń ją z przegródki poprzez podważenie).**
8. Po usłyszeniu dźwięku wstrzymaj oddech najdłużej jak potrafisz. Następnie wyjmij ustnik z ust. Wykonaj wydech.
9. Otwórz inhalator i sprawdź, czy w kapsułce pozostał proszek. Jeśli tak, powtórz czynności od pkt. 6.
10. Jeśli w kapsułce nie pozostał proszek, usuń kapsułkę.
11. Oczyść ustnik i komorę inhalatora, zamknij komorę i nałóż nasadkę.

Zastosowanie

Podaj następujących produktów leczniczych:

- Flutixon®
- Zafiron®

Kapsułka

Kapsułkę wyjmij z blistra foliowego zawsze bezpośrednio przed użyciem. Zapobiegnie to ekspozycji produktu na szkodliwe czynniki zewnętrzne.

Proszek w kapsułkach służy jedynie do inhalacji. Nie należy go połykać. Nie wyciskaj kapsułki przez folię, każdą kapsułkę wyjmij z przegródki przez odchylenie folii.

Fragmentacja kapsułki

Kapsułka może ulec fragmentacji w przypadku wielokrotnego jej nakłucia (kapsułka ulega przekłuciu w momencie naciśnięcia przycisków inhalatora) lub wyjęcia z foliowego blistra nie bezpośrednio przed użyciem. Wówczas istnieje ryzyko dostania się jej drobnych fragmentów do jamy ustnej lub gardła. **Połknięcie żelatyny nie jest szkodliwe, ponieważ jest ona jadalna.**

Czyszczenie inhalatora

Przetrzyj ustnik i przegródkę suchą ściereczką nie pozostawiającą kłaczków lub czystą, delikatną szczoteczką.

Nie używaj wody do czyszczenia inhalatora.

W kontakcie z inhalatorem zawsze upewnij się, że Twoje ręce są suche, aby nie zamoczyć urządzenia.

Bezpieczeństwo

- Lek inhaluj przez usta, nie przez nos.
- Nie połykaj kapsułki. Może być ona stosowana tylko wziewnie.
- Nie baw się kapsułką.
- Leki przechowuj w temperaturze poniżej 25 °C.
- Nie stosuj leku po upływie terminu ważności.
- Stosuj lek tylko zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie korzystaj z tego samego ustnika wspólnie z innymi osobami. W celu zachowania czystości sprzętu każda osoba powinna zaopatrzyć się we własny ustnik.

Ochrona środowiska

Tekturowe opakowanie wyrzuć do niebieskiego kosza na odpady papierowe.



Zużyty inhalator oraz blistry wyrzuć do żółtego kosza na odpady, przeznaczonego dla metali i tworzyw sztucznych.

